



PALPATIONSGEFÜHRTER SCHULTERINJEKTIONSTRAINER

70200

MIT ANDROID-TABLET

In Zusammenarbeit mit Klinikern entwickelt, verbindet diese Trainings- und Begleitapplikation körperliche Praxis mit technischer Anleitung.

Sie bietet eine wiederholbare Lehr- und Trainingsplattform für Schulterinjektionen an den vier häufigsten Stellen.

Die begleitende Android-App ermöglicht es Lernenden und Lehrenden, die zugrunde liegende Anatomie zu visualisieren und den Erfolg deutlich zu machen.







Nie war Lernen realistischer

limbsandthings.com

FÄHIGKEITEN


Üben von Injektionen an den vier häufigsten Stellen



Üben mehrerer Ansätze für bestimmte Stellen





Rotation der Schulter zur Lokalisierung des Oberarmkopfes



ANATOMIE

- Torso eines männlichen Erwachsenen mit rechter Schulter
- Mit allen relevanten Orientierungspunkten und Strukturen
- Injektionsstellen:
 1. Akromioklavikuläres Gelenk
 2. Glenohumeralgelenk
 3. Sulcus intertubercularis
 4. Subakromialer Raum



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Realismus

- Diskrete Muskel- und Hautschichten für realistisches Nadelgefühl

Hauptleistungsmerkmale

- Abtasten der vier häufigsten Injektionsstellen
- Sofortiges Feedback für den Auszubildenden, wenn eine Stelle korrekt lokalisiert ist.
- Injektionen mehrerer Ansätzen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Präferenzen
- Geeignet für Postgraduate-Ausbildung
- Die App bietet eine vollständige 360-Grad-Ansicht der zugrunde liegenden Anatomie und der Injektionsstelle, um das Lernen zu erleichtern
- Die App ist in 5 Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch, Mandarin, Französisch und Deutsch
- Kostengünstige Ersatzhäute

Vielseitigkeit

- Jede Haut kann bis zu 500 Injektionen pro Stelle vertragen (1 x Ersatzschulterhaut wird mitgeliefert).
- Einfache Bluetooth-Verbindung zwischen App und Trainer
- Benötigt nur eine Standardnadel (im Lieferumfang enthalten)
- Batterien (2 x AA im Lieferumfang enthalten) halten bis zu 500 Stunden lang

Sicherheit

- Latexfrei

ENTHÄLT

- 70212** Schulter-Modul
- 70210** Schulter-Haut (1 x Ersatz)
- 70215** Schulter-Torso
- 70108** Nadel-Set
 - Android-Tablet
 - Ellbogen
 - AA-Batterien (2 x)
 - Tragetasche

Das Modell ist für die Verwendung mit dem mitgelieferten Android-Tablet konzipiert. Wenn Sie ein anderes Gerät verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

Pro Schulter wird ein Tablet für das Training benötigt.

WEITERE PRODUKTE
AUS UNSERER

REIHE „GELENKINJEKTION“



KNIEASPIRATIONS- UND
INJEKTIONSTRAINER MIT
ULTRASCHALLFUNKTION

70103

ELLBOGEN FÜR
GELENKINJEKTION

30080



HAND & HANDGELENK FÜR
DIE GELENKINJEKTION

30031



FUSS & SPRUNGGELENK FÜR
DIE GELENKINJEKTION

30100

