



TRAININGSMODELL FÜR REKTALUNTERSUCHUNGEN BEI MÄNNERN

60170 STANDARD

60171 ADVANCED

Dieses brandneue Trainingsmodell bietet eine realistische, wiederholbare Einübung in die wichtige Fertigkeit einer Rektal- oder PR-Tastuntersuchung.

Beide Modelle verfügen über einen kontraktierbaren Analschließmuskel, der eine Analtonusbeurteilung ermöglicht, sowie ein einfühbares Stuhlmodul.

Das **Standard**-Modell konzentriert sich auf das Erlernen der wichtigsten rektalen Untersuchungsverfahren und schließt pathologische Fälle aus.

Die **Advanced**-Version bietet eine Reihe von Prostatae sowie 2 Perineen, so dass sich die Lernenden mit normalen und anormalen Befunden vertraut machen und wichtige diagnostische Fertigkeiten erwerben können.

Anorektale Außenabbildungen eignen sich ideal für die Einbindung in Szenarien und OSCE-Prüfungen.



Nie war Lernen realistischer

limbsandthings.com

QUALITÄTEN:

* Advanced-Modell

ANATOMIE

- Gesäß, Anus, Rektum, Prostata und Perineum
- Pathologisches Perineum mit Polyp und Mastdarmkrebs*
- 4 anormale Prostatae*:
 - Gutartig einseitig vergrößert
 - Gutartig beidseitig vergrößert
 - Einseitiges Karzinoml
 - Beidseitiges Karzinom

REALITÄTSNÄHE

- Weiches, zerlegbares Gesäß
- Realistischer Anus mit Ruhetonus und Kontraktionsfähigkeit

HAUPTFUNKTIONEN


- Eine Simulation der Kontraktion eines Analschließmuskels ermöglicht den Lernenden eine Beurteilung des Analtonus
- Austauschbare Prostatae können außerhalb des Sichtbereichs der Lernenden schnell und einfach eingesetzt werden*
- Linke Seitenlage
- Das Einbringen von verfestigtem Fäkalmaterial ermöglicht es den Lernenden, diesen allgemeinen Befund zu erkennen und zu charakterisieren
- Hochwertiges Illustrationsmaterial mit 9 äußerlichen Analbedingungen*

VIELSEITIGKEIT

- Das Trainingsmodell kann auch in „halbstehender“ Position auf dem optionalen Standfuß (60172) präsentiert werden

SICHERHEIT

- Latexfrei



FERTIGKEITEN:

- Digital-rektale Untersuchung von Anus, Rektum und Prostata
- Beurteilung des Analtonus
- Identifizierung von Stuhl im Rektum
- Identifizierung von äußerlichen anorektalen Bedingungen*
- Arzt-Patient-Kommunikation

KOMPONENTEN:

	60170	60171
60177 Basiseinheit	✓	✓
60174 Standfuß für linke Seitenlage	✓	✓
60175 Normalperineum mit Analtonus	✓	✓
60176 Pathologischer Analtonus des Perineums	✗	✓
60179 Normale Prostata	✓	✓
60180 Gutartig einseitig vergrößerte Prostata	✗	✓
60181 Gutartig beidseitig vergrößerte Prostata	✗	✓
60182 Einseitig karzinome Prostata	✗	✓
60183 Beidseitig karzinome Prostata	✗	✓
60184 Fäkalienmaterial	✓	✓
60173 Illustrations äußerlicher Analbedingungen	✗	✓
• Gleitmittel	✓	✓

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

- 60172 Standfuß für stehende Position
- 40209 Mittlgrößer Tragekoffer

ILLUSTRATIONSMATERIAL ÄUSSERLICHER ANALBEDINGUNGEN

