

# Schultes medacta

Anatomische Übungsmodelle

*...mehr als Worte und Bilder!*

## Das geburtshilfliche Phantom

nach Prof. B.S. Schultze-Jena



**Ausbildung • Weiterbildung • Fortbildung – Praktische Übungen am Modell**

Gegründet 1866, vormals Jena / Thüringen

# Das geburtshilfliche Phantom

**Das geburtshilfliche Phantom** ist stets ohne große Vorbereitung einsatzbereit. Geburtshilfliche Abläufe können besprochen und am Modell demonstriert und geübt werden (BEL, SD etc.). Wichtig für Geburtskliniken jeder Größe (Modell- und Übungsnachweis) sowie für die studentische und schulische Ausbildung.



## Basis

Das weibliche knöcherne Becken mit den natürlichen Abmessungen (Naturabguß) bildet den anatomischen Kern dieses Geburtphantoms. Dementsprechend sind alle wichtigen Bezugspunkte des Beckens präsent. Das Modell ist bezogen mit hochwertigen und langlebigen Materialien für nahezu unbegrenzt viele Übungen. Hier im Bild mit dem Beckenboden Geburt.

**Bestellnummer 1000**



## Fetus-Puppen



Alle wichtigen Tastbefunde wie Fontanellen, Pfeilnaht, Augen, Ohren, Nase, Finger, Fersen und Zehen sind einwandfrei durch Palpation bestimmbar. Das Mundloch ist ausreichend tief (Geburt nach Smellie), die Puppe insgesamt so flexibel, daß jede vor und nach der Geburt vorkommende Haltung leicht dargestellt werden kann (auch Beckenendlage und Schulterdystokie).

Der Schädel ist wie der Korpus mit ausgesuchtem Naturleder überzogen. Entweder mit dem etwas kleinerem Kopfumfang (bevorzugt von Hebammen) als **Bestellnummer 4012** oder mit etwas größerem Kopfumfang (Vorteil bei Forceps) als **Bestellnummer 4022** lieferbar.

Der Schwerpunkt der Puppe VE ist die vaginal-operative Entbindung. Die Kopfhaube ermöglicht die Bildung des Vakuums für die Vakuum-Extraktion. Auch bei dieser Puppe sind die Tastbefunde vorhanden, ohne sichtbar zu sein.

**Bestellnummer 4312**



## Beckenböden



**Beckenboden Geburt**  
neu gestaltet mit verbesserter Optik und Haptik für eine noch realistischere Entwicklung der Geburt am Modell. Hergestellt aus besonders weichem Naturleder.  
**Bestellnummer 1051**



**Beckenboden mit normaler Vulva**  
für die vorgeburtliche Untersuchung. Aus dem gleichen Material wie der Beckenboden Geburt.

**Bestellnummer 1053-B**

## Schultes medacta GmbH & Co Lehrmodelle KG

Hochstadenstr. 13-17 · 41469 Neuss · Germany  
Fon: +49 (0)2137 9282542 · Fax: +49 (0)2137 9282543  
Mail: info@schultesmedacta.de · www.schultesmedacta.de